

Desinfektionsmittelkonzentrat

OPTISAL® PLUS

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Optimal für Routineanwendungen
- Umfassendes Wirkspektrum
- Flexibel einsetzbar



Produktbeschreibung

OPTISAL PLUS ist ein universell einsetzbares, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen in patientennahen Bereichen sowie von nichtinvasiven Medizinprodukten.

OPTISAL PLUS zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus. Neben der Wirksamkeit gegen alle behüllten Viren (HBV, HIV, HCV) verfügt OPTISAL PLUS über eine hervorragende Wirksamkeit gegen unbehüllte Viren wie Adeno-, Noro- und Rotaviren. OPTISAL PLUS zeigt ebenfalls eine gute Wirksamkeit gegen Mykobakterien sowie Schimmelpilze.

Die innovative Zusammensetzung gewährleistet eine streifenfreie Abtrocknung bei der Anwendung. OPTISAL PLUS ist geruchsneutral und parfümfrei.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Inventar in medizinischen, industriellen, privaten und öffentlichen Bereichen.

Gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			5 min	15 min	30 min	60 min	240 min
Bakterien und Hefen							
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion: Bakterizid, levurozid*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung	2,5 %	1,5 %	1 %	0,5 %	
tuberkulozid (M.terrae)	EN 14348	hohe Belastung				1,5 %	
		niedrige Belastung					0,5 %
fungizid (Aspergillus brasiliensis)	VAH	hohe Belastung				3 %	
Viren							
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	hohe und niedrige Belastung			2 %	1 %	
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV/ HCV	1 %			0,5 %	
	EN 14476	hohe und niedrige Belastung				0,5 %	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung	2 %	1 %		0,5 %	
		hohe Belastung	2 %	1 %			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		2 %		1 %	
		hohe Belastung			2 %	1 %	
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	0,5 %				
Ergänzende Prüfergebnisse			1 min	5 min	60 min	240 min	
bakterizid (medizinischer Bereich)	EN 13727	hohe Belastung		0,25 %			
levurozid (C. albicans) (medizinischer Bereich)	EN 13624	hohe Belastung	0,25 %				

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



OPTISAL® PLUS

Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **OPTISAL PLUS** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von **OPTISAL PLUS** ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, zum Beispiel Hansa Clean Spezial zu empfehlen. **OPTISAL PLUS** nicht direkt in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
 6,6 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid,
 2,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid,
 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin,
 Enthält: < 5 % nichtionische Tenside.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von **OPTISAL PLUS** wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Messing, Kupfer, Aluminium, Polycarbonate (PC), Polyethylene terephthalate (PET). Die Anwendung von **OPTISAL PLUS** ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Ethylene-Propylene-Dienmonomer (EPDM), Neoprene (CR).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
OPTISAL PLUS	Sachet	20 ml	300	00-245-0002	12651487
	Dosierflasche	1 L	10	00-245-010	11170774
	Kanister	5 L	3	00-245-050	11170780
Dosierhilfen	Kanisterdosierpumpe	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn	2L/5 L/10 L	1	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	-	1	00-909-050	-

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

