

## MagHealy - Frequently Asked Questions

1. **Was bedeuten die unterschiedlichen Positionen des On/Off Schalters des MagHealy?**

In Position I ist der MagHealy bereit zum Laden, aber der Bluetooth-Chip und der LED-Ring sind ausgeschaltet.

In Position II ist der MagHealy bereit zum Laden, der Bluetooth-Chip ist eingeschaltet und man kann eine Verbindung zur Healy App herstellen. Der LED-Ring ist allerdings ausgeschaltet.

In Position III ist der MagHealy bereit zum Laden und der Bluetooth-Chip sowie der LED-Ring sind eingeschaltet.

2. **Was bedeuten die einzelnen LED des MagHealy?**

Die blaue LED ist aktiv, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht. Die grüne LED ist aktiv, wenn ein Programm läuft oder übertragen wird und der Frequenz- und Magnetfeldgenerator aktiv sind. Der LED-Ring ist aktiv, wenn ein Programm läuft.

3. **Welche Programme können mit dem MagHealy benutzt werden?**

Die Programme, welche auf dem MagHealy zur Verfügung stehen sind im Handbuch für diesen zu finden. Das Handbuch kann in dem Dokumentendownload gefunden werden.

4. **Was ist der Unterschied zwischen der Anwendung des MagHealy im Vergleich zur Healy oder Healy Coil Anwendung?**

Der MagHealy sendet ein frequenzmoduliertes Magnetfeld aus, der Healy hingegen sendet frequenzmodulierten Mikrostrom aus und die Healy Coil erzeugt Quanten-Potential-Frequenzen. Alle drei lassen sich sehr gut kombinieren. So kann man von den unterschiedlichen positiven Effekten aller drei Wirkprinzipien profitieren.

5. **Wie weit reicht die Bluetooth-Verbindung vom MagHealy zu meinem Smartphone?**

Die Bluetooth-Low-Energy-Verbindungsreichweite zwischen MagHealy und Smartphone beträgt maximal 10 Meter.

6. **Wie weit sollte ich während der Anwendung vom MagHealy entfernt sein?**

Das Magnetfeld nimmt stark ab je weiter man sich entfernt.

7. **Wie lange ist die Akkulaufzeit des MagHealy, wenn er vollgeladen ist?**

Wie lange die Batterie hält, hängt immer von der Anwendung und gewählten Intensität ab.

8. **Wie lange sollte der Akku des MagHealy aufgeladen werden?**

Der MagHealy sollte mindestens 90 Minuten geladen werden.

9. **Muss die MagHealy Akkuanzeige in der App kalibriert werden?**

Damit die Batterieladung korrekt angezeigt wird, muss der MagHealy zweimal voll entladen und anschließend voll aufgeladen werden.

10. **Woher weiß ich, dass der MagHealy ein aktives Magnetfeld erzeugt?**

Wenn du den LED-Ring angeschaltet hast und dieser an- und ausgeht, dann wird ein Magnetfeld erzeugt. Wenn du diesen auf Schaltstellung III nicht aktiviert hast, kannst du an der grünen LED auf dem MagHealy sehen, wenn eine Anwendung aktiv ist. Zusätzlich siehst du in der App, wenn ein Programm läuft.

11. **Kann ich Bluetooth am MagHealy ausschalten?**

Der Bluetooth-Chip des MagHealy kann in der App ausgeschaltet werden. Bitte beachte, wenn du den Bluetooth-Chip ausschaltest, dass du den MagHealy ausschalten und wieder einschalten musst, um dich wieder mit der App verbinden zu können.

12. **Kann ich andere Wireless Charging Pads mit dem MagHealy benutzen?**

Ja, wenn diese den Qi-Standard unterstützen.

13. **Wie gut ist der MagHealy spritzwassergeschützt?**

Der MagHealy sollte von Wasser grundsätzlich ferngehalten werden.



14. **Kann ich in der Nähe vom MagHealy sein, wenn ich Metall im Körper habe?**

Ja, der MagHealy kann auch, wenn man Metall im Körper hat verwendet werden.

15. **Kann ich die oberen LEDs des MagHealy ausschalten?**

Nein. Die LEDs müssen aus regulatorischen Gründen gut erkennbar sein.

16. **Macht es einen Unterschied wie ich den MagHealy platziere?**

Der MagHealy sollte immer so platziert sein, wie in der Programmbeschreibung empfohlen. Magnetfelder nehmen grundsätzlich stark ab, umso weiter man sich davon entfernt.

17. **Was zeigen die seitlichen LEDs an?**

Die seitlichen LED zeigen an, dass ein Programm läuft.

18. **Was ändert sich, wenn die Intensität des MagHealy in der App reduziert oder erhöht wird?**

Mit der Intensität wird die Stärke des Magnetfeldes verändert.

19. **Warum wird der MagHealy warm?**

Bei der Erzeugung eines Magnetfeldes fließt Strom durch eine Spule. Wenn Strom durch eine Spule fließt, wird immer auch Wärme erzeugt. Das bedeutet, umso höher die Intensität eines MagHealy Programms eingestellt ist, umso wärmer wird auch der MagHealy.

20. **Kann ich den MagHealy mit dem Healy oder der Healy Coil zeitgleich benutzen?**

Ja, auf diese Weise kann man die Wirkweisen des MagHealy, des Healy und der Healy Coil perfekt kombinieren um von den Vorteilen aller drei Methoden profitieren.

21. **Ich habe Probleme beim Laden des MagHealy.**

Wenn du Probleme beim Laden des MagHealy hast, prüfe, ob das Netzteil, welches du verwendest, um das USB Kabel des induktiven Ladegerätes einzustecken, 2 A ausgeben kann. Schalte den MagHealy und das Ladegerät komplett aus. Nimm den MagHealy vom Ladegerät herunter, warte 20 Sekunden und lege den MagHealy mittig wieder auf das Ladegerät.

Hinweis: Bei hoher Raumtemperatur dauert das Laden länger. Ab einer Ladeanzeige von 99% wird eine Akkupflege betrieben, diese kann bis zu einer Stunde dauern. Du kannst den MagHealy aber schon verwenden.

**Become Part of Healy World**

Help others improve their wellbeing and seize your opportunity to be successful.

Healy International B.V. | [www.healy.world](http://www.healy.world)

Paterswoldseweg 806 | BM 9728 Groningen | Netherlands

