



「笑顔世界(株)ホワイトきらきらランドからのお知らせ」


上品でステキなモテ笑顔練習用ツール」

●「ホワイトきらきらランド〇〇市支店」笑顔練習指導歯科医院として、
沢山の方に、現在の笑顔の形や歯並び、前歯、前歯の色にもっと関心を持っていただくため、先生やスタッフが、患者さんと一緒に状態を見て話し合える上品なマウスピース型。

ヤフー「笑顔マウスピース」検索290万サイト中1ページ目の注目度

上品なハリウッド・スマイル練習用チューイー：笑顔世界マウスピース Wit

を使用する笑顔練習指導歯科医院になってみませんか？



【オンライン・メールシステム構築目玉ツールに】

使用例) 自宅に居ながら、患者さんのスマホから「マウスピース矯正・

ホワイトニング中のハリウッド・スマイル練習状況」の写真や動画を

送っていただき、後日、歯科医院 からコメントを返信する等。

素敵なお笑顔の為には両口角を引っ張り上げるだけでなく、お顔の筋肉を健康的に鍛えることが大切。今よりも上手に笑顔を作れるようになりたいという方の、両口角・上唇・下唇・舌先のバランスを意識した、上品なハリウッド・スマイル練習用マウスピース Wit



QR

「ホワイトきらきらランド」ハリウッド・スマイル練習用マウスピース

上品で素敵なモテ笑顔と健康的に見える白い歯をアピールするため

『Wit』で両口角・上唇・下唇・舌先の4つのバランスを意識した3つの理想的笑顔練習法

『Wit』を口元へ「ウィツ～」とセット手順

- ①上唇を凹テーブルに載せる
- ②両口角を「ウィツ～」と上げる



- ③下唇は「Wit」下辺を支える形



- ④舌先で上顎の「ト」発音位を支える



A: 下唇を上顎前歯の切端に沿わせた笑顔



B: 上顎の歯を見せたまま口を開けた笑顔
(下の歯はみえない状態)



C: 上下の歯を見せない笑顔
(両口角を上げ、上唇を載せた凹テーブルに下唇を付けて練習する)

A: クラス会や団体旅行等の集合写真時で使える、若々しく感じ、人気が出る笑顔の形。

B: 大好きな人を空港で迎える時等で使える笑顔の形。手を振るとより効果的。

C: 普段何気ないお買い物、仕事時で使える笑顔の形。コンサート中等、楽しそうに見える。

令和2年4月1日 ホワイトきらきらランド 商標登録記念



メール QRコード

[メール egaosekai@abeam.ocn.ne.jp](mailto:egaosekai@abeam.ocn.ne.jp)

1. ホワイトきらきらランド支店:笑顔練習指導歯科医院:お申込書
 2. ホワイトきらきらランド2ヶ月間準備支店:笑顔練習指導歯科医院:お申込書
- 次のページの詳細をご覧ください、上の1, 2のどちらかに○をし、
このページを FAX して下さい。 年 月 日

.....

◎希望支店名 ホワイトきらきらランド 店
歯科医院名 責任者お名前 印鑑
ご住所 〒
* お住まいの市町村又は区の人口はおおよそ何万人ですか？ :
TEL: FAX:
メール:

・記載する歯科医院のインターネット広告法に準じる程度の診療科目

◎ 提携エステ店名 責任者お名前 印鑑
ご住所 〒
TEL: FAX:

・記載するエステ店のインターネット広告法に準じる程度の科目

.....

記載例) ホワイトきらきらランド ○○ 支店

○○ 歯科医院

インターネット広告法に準じる程度の科目: 歯周病・虫歯・義歯・矯正・ホワイトニング
エステルーム ○○ 店

インターネット広告法に準じる程度の科目: 健康のためのエステ・フェイシャルエステ・
ブライダル全身エステ

●笑顔世界(株)ホワイトきらきらランドでは、

モチ笑顔や健康的な白い歯を、患者さんにさらにアピールしていただく

ための応援ツール、上品なハリウッド・スマイル練習用チューイー

「笑顔世界マウスピース Wit ウィット」の直接販売が行える

ホワイトきらきらランド支店:笑顔練習指導歯科医院、

30万人都市に1件程度の全国100件程度迄の提携予定しています。

●商標権:ホワイトきらきらランド:6241768号:2020/4/1

特許権:理想的笑顔マウスピース:3854983号

●「**上品でステキなモチ笑顔**」や「**健康的に見える白い歯**」の社会を応援
する笑顔世界(株)「ホワイトきらきらランド」



当社ホームページ QRコード

〒974-8212 福島県いわき市東田町2-18-2 建物内

TEL:0246-62-7135 FAX:0246-62-7141

●「ホワイトきらきらランド」の笑顔練習指導歯科医院資格取得(又は、

2ヶ月無料準備笑顔練習指導歯科医院資格取得のお申込2ヶ月)

後の1週間後迄に上品な笑顔世界マウスピース Wit を2個発送

致します。

●販売例)患者さんへの笑顔世界マウスピース Wit 直接販売+指導料例

①笑顔世界マウスピース Wit ウィット1個+簡単な指導料金

5500円+1100円

②笑顔世界マウスピース Wit ウィット1個+複雑な指導料金

5500円+2200円

* 笑顔練習の指導法は、笑顔世界マウスピース Wit を使って、

お示しする A/B/C3つの笑顔の形をご指導いただければ良いです。

笑顔の練習は多種多様です。ご無理の無いようにお任せします。

●ホワイトきらきらランド支店歯科医院:笑顔練習指導歯科医院

笑顔世界マウスピース Wit 直接販売資格取得法又は資格継続法

について

1. ご専門の歯科学会員の歯科医がいる歯科、矯正歯科等。

2. 笑顔世界マウスピース Wit を使った笑顔指導ができる事。

3つの笑顔の形指導等

3. 笑顔世界マウスピース Wit を複製したりしない事。

4. 毎月:ホワイトきらきらランド直営支店ネーム使用料+ホームページ

掲載料+笑顔世界マウスピース Wit2個1万1千円。合計1万1千円。

代引き(毎年自動更新いただける方。)

(毎月1日頃発送。毎月7日以降次月契約になります。)

5. 地域枠について:先にお振り込みいただいた方が地区優先になります。

●ホワイトきらきらランド笑顔練習指導歯科医院になられると

1. ホワイトきらきらランド〇〇支店の名前が使用できます。
2. 追加のマウスピース Wit を1 マウスピースあたり5500円で購入
できます。別途送料がかかります。

●その他の案内

- * 笑顔世界マウスピース Wit ウィットを使用しての起こり得る法的
責任等、本社は一切持ちません。
- * 笑顔世界マウスピース Wit ウィットの上唇テーブルを取り除くことも
できます。

(他の材質より安定していて丈夫です。片側だけ切って調整できます。)



●初回時付録：展示用のために作製された特別な商品パッケージ

(ブリストアケースシート 210cm×300cm 小窓 6cm×8cm×2cm)

