


## Konfigurationsbogen

Stellen Sie Schritt für Schritt Ihre persönliche Behandlungszeile zusammen:




### Schritt 1: Anzahl der Elemente


Wie viele Elemente soll Ihre Behandlungszeile bekommen?



### Schritt 2: Elemente

Welche Elemente sollen auf welche Position? Die Elemente sind frei wählbar und in jeder Reihenfolge kombinierbar.

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <b>Türe mit Korb + Becken</b>   | <b>Klappe mit Korb + Becken</b>   | <b>Klappe mit 2x Eimer + Becken</b>   |
| Position:   | Position:   | Position:   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|    |    |    |
| <b>Instrumentenschrank-1</b>  | <b>Instrumentenschrank-2</b>  | <b>Instrumentenschrank-PC</b>   |
| Position:   | Position:   | Position:   |
|    |    |    |
| <b>Schubladenschrank-3</b>  | <b>Schubladenschrank-4</b>  | <b>Schubladenschrank-5</b>  |
| Position:   | Position:   | Position:   |
|  |  |  |
| <b>Einschubklappe-1</b>   | <b>Einschubklappe-2</b>   | <b>Einschubklappe-PC</b>  |
| Position:   | Position:   | Position:   |
|  |  |  |
| <b>Schubladenschrank-PC</b>   | <b>Türe mit Einlegeböden</b>  | <b>Individuell</b>  |
| Position:   | Position:   | Position:   |

### Schritt 3: Frontpaket

|  | Frontpaket  | Material                      | Beschreibung  | Preisklasse |
|--|-------------|-------------------------------|---|-------------|
|  | Standard    | HPL<br>weiß matt              | Desinfektions- und<br>Reinigungsmittelbeständig                       | €           |
|  | Individuell | HPL<br>farbig/Holzdekor       | Desinfektions- und<br>Reinigungsmittelbeständig                       | €€          |
|  | Premium     | Vollkernmaterial<br>weiß matt | Extra robust, wasser- und<br>säurefest, keine<br>Verfärbungen möglich | €€          |

**Frontpaket Individuell:** Haben Sie eine Wunschfarbe in einem RAL/NCS-Farbtone oder passend zu Ihrem Logo? Wir suchen ein mögliches Dekor heraus.

|                    |
|--------------------|
| Farbton/Holzdekor: |
|--------------------|

### Schritt 4: Armatur

|  | Abbildung   | Beschreibung  | Oberfläche         | Preisklasse |
|--|---|---|--------------------|-------------|
|  |   | <b>Grohe Euroeco</b><br>Berührungslose, elektronisch<br>gesteuerte Armatur für kaltes<br>oder vorgemischtes Wasser                  | Chrom,<br>glänzend | €           |
|  |  | <b>Miscea Classic</b><br>Berührungslose, elektronisch<br>gesteuerte Armatur mit<br>integriertem Seifen- und<br>Desinfektionsspender | Edelstahl,<br>matt | €€          |
|  | Keine Armatur, Lochfräsung nach Kundenwunsch  |   |                    |             |

### Schritt 5: Becken

|  | Abbildung   | Beschreibung  |
|--|---|---|
|  |  | <b>Becken Edelstahl</b><br>Edelstahlbecken. Rund mit 340mm Durchmesser.<br>Oberfläche glatt, Hohe Beständigkeit gegen Säuren,<br>Salze und Chlor.<br>Ablaufventil nicht verschließbar |
|  |  | <b>Becken emailliert</b><br>Becken emailliert weiß. Rund mit 355mm Durchmesser.<br>Glatt zum einfachen reinigen. Ablaufventil nicht<br>verschließbar                                  |

## Schritt 6: Zubehör

Welches Zubehör soll Ihre Behandlungszeile bekommen?

### Schubladeneinsätze

N = für niedrige Schubladen


H = für hohe Schubladen

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>Einsatz N1</b><br>Anzahl:  | <b>Einsatz N2</b><br>Anzahl:  | <b>Einsatz N3</b><br>Anzahl:   | <b>Einsatz N4</b><br>Anzahl:  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| <b>Einsatz N5</b><br>Anzahl:  | <b>Einsatz H1</b><br>Anzahl:  | <b>Einsatz H2</b><br>Anzahl:   | <b>Einsatz H3</b><br>Anzahl:  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <b>Bohrerstände für<br/>Instrumenteneinsatz N3</b>                                  | <b>Dappen- /<br/>Kappenglashalter für<br/>Instrumenteneinsatz N4</b>                | <b>Abdrucklöffeleinsatz für<br/>hohe Schublade</b>                                   |
| Anzahl:   | Anzahl:   | Anzahl:  |

## Schritt 7: Raumsituation



in Ecke links

frei im Raum

in Ecke rechts

## Schritt 8: Anlieferung

Abholung in Bocholt

Anlieferung zur Praxis (erste Bordsteinkante), ohne Montage

Montage in Praxis

## Schritt 9: Ihre Kontaktdaten

Praxis: \_\_\_\_\_  
Straße + Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ + Stadt: \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

Füllen Sie unseren Konfigurationsbogen aus, speichern und senden diesen an:  
[info@behandlungszeile.com](mailto:info@behandlungszeile.com)



Sie erhalten kostenlos:

- Detailliertes Angebot
- Zeichnung Ihrer zusammengestellten Behandlungszeile
- Materialmuster Front/Arbeitsplatte