

# PRODUKTDATENBLATT



## INKONTINENZHOSEN

### SENI CLASSIC BASIC



## I. BESCHREIBUNG

Die Inkontinenzhose für Menschen mit mittlerer bis schwerer Harn- und Stuhlinkontinenz. Zwei anatomisch geformte Saugkissen aus Zellstoff mit Superabsorber. Seitliche Auslaufsperrern nach außen gerichtet und elastisches Garn im Schrittbereich schützen vor Flüssigkeitsauslaufen. Vier Klebeklettverschlüsse wiederverschließbar. Nässeindikator: beim Kontakt mit Feuchtigkeit im Inneren des Produktes verblasst und schwimmt der Aufdruck. Atmungsaktives Vlies im Hüftbereich.

## II. INHALTSTOFFE

Zellstoff, Superabsorber, atmungsaktive Außenschicht weiß, hydrophiles-hydrophobes Vlies, Auslaufsperrern aus hydrophobem Vlies, hygienisches Tissuepapier, elastisches Garn im Schrittbereich, nicht-elastische Klebeklettverschlüsse, Tinte, Klebstoff, natürlicher Grüntee- Extrakt.

## III. GRÖßE\*

| Größe       | Länge [mm] | Länge Saugkern [mm] |       | Breite [mm] | Breite Saugkern [mm] | Tailenumfang [cm] |
|-------------|------------|---------------------|-------|-------------|----------------------|-------------------|
|             |            | Oben                | unten |             |                      |                   |
| Small       | 720        | 370                 | 580   | 520         | 250-150-250          | 55-80             |
| Medium      | 830        | 400                 | 690   | 640         | 260-160-260          | 75-110            |
| Large       | 970        | 490                 | 820   | 790         | 280-160-280          | 100-150           |
| Extra Large | 970        | 490                 | 820   | 860         | 280-160-280          | 130-170           |

\* Abweichung+/- 10 mm

## IV. EIGENSCHAFTEN

| Größe [cm]  | Gewicht [g] minimum | Saugstärke [g] minimum (wg ISO 11948-1) |
|-------------|---------------------|---|
| Small       | 64,6                | 1400                                    |
| Medium      | 85,6                | 2100                                    |
| Large       | 98,8                | 2400                                    |
| Extra Large | 99,8                | 2400                                    |

## V. Logistik

| Größe [cm]  | Artikelnummer   | Menge Stück<br>In Verpackung | Menge VE in<br>Transportverpackung | Menge Karton<br>auf Palette | Transportverpackung |
|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Small       | SE-094-SM30-CB1 | 30                           | 4                                  | 24                          | Karton              |
| Medium      | SE-094-ME30-CB1 | 30                           | 4                                  | 18                          | Karton              |
| Large       | SE-094-LA30-CB1 | 30                           | 4                                  | 18                          | Karton              |
| Extra Large | SE-094-XL30-CB1 | 30                           | 4                                  | 18                          | Karton              |

Die Europalette mit der fertigen Ware wird auf der ganzen Höhe mit der Stretchfolie, sowie oben und unten mit der Folienhaube abgesichert.

## VI. AUFBEWAHRUNG

Inkontinenzhosen sollen in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei einer Temperatur von 5 bis 35°C und Raumfeuchtigkeit von 25% bis 75% in Originalverpackung gelagert werden. Die Packeinheiten müssen unberührt mit der Stretchfolie eingewickelt bleiben, um Staub oder sonstige Verschmutzung ggf. Fremdgeruch zu vermeiden.

## VII. ANDERE

**Haltbarkeit: 60 Monate.**

**Ausgestellt**

**von:**

Milena Krajewska, R&D Specialist

Tomasz Przybylski, Production and R&D Director of TZMO Group

Ausgestellt am 07.06.2017