

## Kurz-Erläuterung

Nicht geeignet für Personen unter 16 Jahren. Das Fahren mit dem Laufrad ist denkbar einfach, das Laufrad weist für den Benutzer als Sitzfläche einen handelsüblichen Fahrradsattel auf. Das Laufrad wird im Sitzen benutzt und wird dabei durch das Abstoßen mit einem Fuß oder mit beiden Füßen auf dem Boden angetrieben. Auch für ungeübte Personen ist ein bequemes und funktionierendes Benutzen des Laufrades garantiert. Durch den tiefen Einstieg, wobei mit den Füßen jeder Zeit Bodenkontakt möglich ist, kann der Benutzer während der Fahrt die Füße auf das Trittbrett stellen. Tiefer Schwerpunkt sorgt für stabiles und ruhiges Fahrverhalten, sehr gutes Abrollverhalten durch das vordere 20" Rad und dem hinteren 16" Rad, guter Geradeauslauf. Das Laufrad ist ein robustes Bewegungsgerät mit einem geringen Unfallrisiko, so ergibt sich ein Höchstmaß an Fahrkomfort und Fahrsicherheit.

### **Man kann sitzend und auch stehend Fahren.**

Optimale Anpassung an den Laufradbenutzer durch die multifunktionalen Einstellmöglichkeiten der Lenkertechnik und der Spezial-Sattelkonstruktion.


Hinzu kommt ein sehr wirksames V-Bremssystem für das Vorder- und Hinterrad.

### **Fazit: Dieses Laufrad ist sehr alltagstauglich !**

### **Vielfältig sind die Einsatzmöglichkeiten zur Mobilität im Innen – und Außenbereich:**

- zur Mobilität im Nah- und mittlerem Fernbereich bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- für Menschen mit eingeschränkter Beinfunktion
- für Menschen mit motorischen Handicaps
- für Senioren
- für Menschen mit Wundfuß
- für Menschen mit Diabetes

Punkt erstellen



**Vorrichtung zur Aufnahme eines Sattel-Stützen-Gepäckträgers**

### **ITI - Innovative Technik Ilting, Josef Ilting Laufrad - Manufaktur**

Brandstorstraße 14, 45239 Essen

Telefon: 0201 / 491236,

Mobil: 0171 / 2601527

E-Mail [kontakt@laufrad-ilting.de](mailto:kontakt@laufrad-ilting.de)

Internet [www.laufrad-ilting.de](http://www.laufrad-ilting.de)

**DPMA - Nr.: 20 2020 001 809**


**IK: 332514492**

Die Fahr - Geschwindigkeit = Schrittgeschwindigkeit.  
Das Laufrad darf auf öffentlichen Gehwegen und Fußgängerzonen gefahren werden, sofern dabei keine Fußgänger behindert werden.

Es wird empfohlen, einen Schutzhelm zu tragen

Das Mindestalter zum Führen des Laufrades beträgt 3 Jahre.

Gesamtgewicht: ca. 14 kg  
Maximale Belastung: 105 kg  
Gesamtlänge: ca. 1450 mm  
Vorderrad: 20 Zoll  
Hinterrad: 16 Zoll



#### **Fußkonsole FKS**

Die Fußkonsole FKS zum Absetzen des linken oder rechten Fußes eignet sich besonders für Personen mit eingeschränkter Beinfunktion, z. B. Beinprothesenträger oder anderer Beinbehinderungen, ein sinnvolles, wichtiges und komfortables Hilfsmittel. Die Fußkonsole lässt sich zur linken und rechten Seite vom Laufradtrittbrett herauschwenken. Man kann Sie auch in Neutralstellung unter dem Trittbrett belassen.

#### **Sattel**

Ein Sattel ist selbst zu besorgen, da wir uns nicht wohl damit fühlen Ihnen einen Sattel zu verkaufen, der nicht perfekt für Sie und Ihre Ansprüche ist!  
Jedes Gesäß ist anders und hat individuelle Ansprüche. Wir wollen, dass Sie für sich den idealen Sattel finden. Dafür empfehlen wir Ihnen ein fachkundiges Fahrradgeschäft aufzusuchen und sich gut beraten zu lassen und verschiedene Sättel auszuprobieren.

 **ILTINGS.**  
das Laufrad



reddot design award

## LEOCHRIMA

HTL 20/16

Das Original High Tech Laufrad  
zum Behinderungsausgleich

Unser Produkt orientiert sich am  
Menschen

Nicht geeignet für Personen unter 3 Jahren