

2G / 3G-Ampel: Exportfunktion

Die 2G / 3G-Ampel kann mit einer Exportfunktion erweitert werden. Hierdurch werden alle Scanvorgänge erfasst und relevante Daten auf Zeit gespeichert.

Das wichtigste im Überblick:




- Echtzeit-Speicherung in .CSV-Dokument (Aktualisierung nach jedem Scan-Vorgang)
- Export der CSV-Datei über einen Computer möglich.
- Einsicht direkt am Gerät möglich.
- Pro Tag (24 Stunden, Geräteuhrzeit wird verwendet) wird eine Datei erstellt.
- Nach sieben Tagen werden die Datensätze automatisch überschrieben.

Folgende Daten werden erfasst:

- Bei Genesenen / Impfnachweisen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Status, Uhrzeit und Datum der Erfassung (an der Ampel)
- Bei Schnelltests / PCR-Tests: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Email, Telefon, Kontakt, Testergebnis, Uhrzeit und Datum des Tests, Uhrzeit und Datum der Erfassung (an der Ampel)
- Nur für Ärzte lesbar: Datum der Impfung, Anzahl Impfdosen, Herstellercode, EU-Zulassungsnummer des Impfstoffs, Prophylaxis, Impfstoffnummer.

Export von Daten: So funktioniert es

1. Gerät per USB-Kabel mit einem Laptop verbinden.
2. Datenübertragung am Tablet aktivieren.

Einstellungen	
Verbundene Geräte	
USB	
Verwendungszweck	Datenübertragung auswählen

3. Gerät auf Computer finden und Download-Verzeichnis öffnen.

 > Dieser PC > Lenovo Tab M10 > Interner gemeinsamer Speicher > Download

4. CSV-Datei „CoronaRecords“ per Excel / OpenOffice Calc öffnen.
5. Das standardmäßige Passwort für die Displaysperre lautet: **1244**
6. Bitte passen Sie Datum & Uhrzeit unter **Einstellungen > System > Datum und Uhrzeit** an.