


# Lagerungshilfen

Zubehör für professionelle Patientenlagerung



**MIS**

MEDICAL IMAGING SYSTEMS



### **Mission – Vision – Werte**

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Süddeutschland sind wir seit 1984 erfolgreich in der Medizintechnik tätig. Firmengründer Udo Lutz kann auf über 50 Jahre Erfahrung in diesem Gebiet zurückblicken und gibt sein Knowhow nachhaltig an die zweite Generation weiter. Zusammen mit Tochter Heike Kahlenberg und Schwiegersohn Udo Kahlenberg mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen geführt, pflegen wir damals wie heute die Grundsätze einer modernen Unternehmensphilosophie: Im Vordergrund steht die Zufriedenheit unserer Kunden.

Unsere Mitarbeiter Team und wir identifizieren uns in hohem Maße mit unserer Firma. Kurzfristige Gewinnmaximierung ist uns fremd – unsere Unternehmenskultur ist vielmehr geprägt von einer vertrauensvollen, fairen und langfristigen Geschäftsbeziehung zu unseren Kunden und Lieferanten. Um dies sicherzustellen, arbeiten wir ausschließlich mit qualitativ hochwertigen Produkten, die allen Normen und Gesetzesvorgaben entsprechen. Unseren Kunden stehen wir mit unserem Knowhow, das weit über den üblichen Branchenstandard hinausgeht, einem überzeugenden Service und einem hoch motivierten Team im Innen- und Außendienst zur Verfügung.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir informieren und beraten Sie gerne.



## Lagerungsset Basis



### Lagerungsset Basis

Mit dem Lagerungsset Basis (13 Teile) erhält man die optimale Grundausstattung für eine professionelle Lagerung des Patienten.

- Im Set oder einzeln verfügbar
- Individuelle Zusammenstellung möglich
- Farben: blau oder grau
- Oberfläche mit Nimba-Tex® Bezug

Einzelteile:

①	Kopfkissen		Art. Nr. LHB-B1
②	Keil A	500 x 200 mm - 30°	Art. Nr. LHB-B2
③	Keil B	150 x 200 mm - 30°	Art. Nr. LHB-B3
④	Keil C	150 x 100 mm - 15°	Art. Nr. LHB-B4
⑤	Keil D	150 x 150 mm - 15°	Art. Nr. LHB-B5
⑥	Block A	200 x 200 x 80 mm	Art. Nr. LHB-B6
⑦	Block B	200 x 200 x 40 mm	Art. Nr. LHB-B7

# Vakuumpissen



## Vakuumpissen

- Erhältlich in verschiedenen Formen, Größen und Füllungen
- Alle Kissen mit Öse zum Aufhängen
- Leicht zu reinigen

Die erste Zahl der Artikelnummern bestimmt das gewünschte Obermaterial:

- 2 → PU Folie transparent
- 6 → PU Folie weiß
- 8 → Gewebefolie gelb

- |                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| • 200 x 100 cm | - 120,0 Liter | Art.Nr. *200100H5 |
| • 150 x 100 cm | - 75,0 Liter  | Art.Nr. *150100H5 |
| • 100 x 100 cm | - 45,0 Liter  | Art.Nr. *100100H5 |
| • 100 x 70 cm  | - 35,0 Liter  | Art.Nr. *10070H5  |
| • 100 x 30 cm  | - 7,5 Liter   | Art.Nr. *10030H5  |
| • 70 x 50 cm   | - 12,5 Liter  | Art.Nr. *7050H5   |
| • 50 x 30 cm   | - 2,2 Liter   | Art.Nr. *5030H5   |
| • 70 x 70 cm   | - 19,0 Liter  | Art.Nr. *7070H5   |

# Lagerungsset Vario


Das **Lagerungsset Vario** (6 Teile) ist ideal geeignet für Anwendungen am CT Tisch. Der entscheidende Vorteil durch das „Baukastensystem“ ist die flexible Lagerung, die individuell an die Erfordernisse und die physischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden kann. Mit Hilfe der seitlichen Klettfunktion ist auch eine Fixierung des Patienten problemlos möglich. Angepasst an die Form des Untersuchungstisches wird ein seitliches Verrutschen des Lagerungskissens vermieden. Auch geeignet für die Lagerung von beatmeten Patienten und kombinierbar mit anderen Lagerungsmitteln, wie z.B. einem Gelring.

Oberfläche mit Nimba-Tex® Bezug, wahlweise in blau oder grau



## Einzelteile:

- Grundlagerung mit Ausgleichsform der Tischmulde [Art. Nr. LHB-V1](#)
- Kopfschale [Art. Nr. LHB-V2](#)
- Fixierband (Klett) [Art. Nr. LHB-V3](#)
- Adapterteil 1 [Art. Nr. LHB-V4](#)
- Adapterteil 2 [Art. Nr. LHB-V5](#)
- Unterlage KS [Art. Nr. LHB-V6](#)



Kopfschale  
 Fixierband (Klett)  
 Grundlagerung mit Ausgleichsform der Tischmulde



1. Adapterteil



2. Adapterteil  
 Unterlage KS

## Lagerungshilfen

### Lagerungsset für CT, PET und Bestrahlungstische

Bestehend aus 3 Teilen, Art. Nr. LHB-LS4

Auch einzeln erhältlich:

- Kopfteil, Art. Nr. LHB-LS1
- Knieauflage, Art. Nr. LHB-LS2
- Fußfixierung (optional mit Antirutschmatte), Art. Nr. LHB-LS3



### Fersensporkissen


Art. Nr. LHB-FSK

Auch für Ellbogen und Knie geeignet

#### Rolle

Art. Nr. LHB-RO

Ø 150 mm, L 500 mm



### Gesichtsauflage

Art. Nr. LHB-GA

H 40mm, auf der Unterseite mit Luftkanal nach außen



### Mammakissen

Art. Nr. LHB-MA



### Tischauflagen

Art. Nr. 20050-2 (2 cm)

Art. Nr. 20050-4 (4 cm)

- In verschiedenen Ausführungen und Stärken
- Aus thermoelastischem Visco-Schaumstoff
- Bieten hohe Druckentlastung
- Wahlweise mit Antirutschbeleg oder Flauschband





# Materialinformation

## MIS Lagerungshilfen

Fast alle unsere Lagerungshilfen können neben den Standardmaßen auch individuell nach Ihren Vorstellungen produziert werden – sprechen Sie uns an!

## Nimba-TEX® - Materialinformation

Nimba-TEX® ist ein sehr dünnes, leichtes Material und ist trotz des geringen Gewichtes sehr reißfest. Es besitzt eine äußerst angenehme Haptik, ist elastisch, atmungsaktiv (extrem hohe Wasserdampfdurchlässigkeit von ca. 1500g/m<sup>2</sup>/24h/37°), gleichzeitig wasserdicht (3000 mm), verhindert zuverlässig den Durchgang gesundheitsgefährdender Substanzen, ist leicht zu reinigen (waschbar, Trockner bis 70°C) und geeignet für die Wischdesinfektion. Das Material entspricht dem STANDARD 100 OEKO-TEX®, ist für Allergiker empfohlen und auch bei häufiger Benutzung langlebig.

## Europäische Standards

Unsere beschichteten Gewebe erfüllen die höchsten Standards und Anforderungen. Sie werden gemäß folgender Normen hergestellt:

EN 343, EN 20471, EN 14116, BS 6807, BS 7175, EN 1149, EN 13034,

EN ISO 10993-5 Zytotoxizität, EN ISO 10993-10 Reizung, Hupf, EN 465 und EN 469



**MEDICAL IMAGING SYSTEMS**



**MIS Medical Imaging Systems GmbH**

Salzsteinstraße 6  
D-82402 Seeshaupt

Telefon: +49 8801 9062 0  
Fax: +49 8801 9062 50

E-Mail: [info@mis-msm.de](mailto:info@mis-msm.de)  
Web: [www.mis-msm.com](http://www.mis-msm.com)



**MSM LUTZ AG**

Alte Landstraße 18  
CH-8114 Dänikon

Telefon: +41 44 835 90 14  
Telefax: +41 44 835 90 15

E-Mail: [info@mis-msm.de](mailto:info@mis-msm.de)  
Web: [www.mis-msm.com](http://www.mis-msm.com)



**Medical Imaging Systems s.r.o.**

Václavské náměstí 66  
11000 Praha 1

Tel. +420 2 96348609  
Fax +420 2 22211327

E-Mail: [info@mis-msm.de](mailto:info@mis-msm.de)  
Web: [www.mis-msm.com](http://www.mis-msm.com)



**Medical Imaging Systems GmbH**

Ifingerstrasse 5  
I-39010 Tscherms (BZ)

E-Mail: [info@mis-msm.de](mailto:info@mis-msm.de)  
Web: [www.mis-msm.com](http://www.mis-msm.com)